

winco[®]


BALANZA
W7002 _____

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

ALIMENTACIÓN

Esta aplicación utiliza tres pilas "AAA", 1.5V. Cuando instale las nuevas pilas, asegúrese de colocarlas correctamente respetando la polaridad indicada. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas, ni diferentes tipos de pilas.



⚠ IMPORTANTE


Cuando use la balanza por primera vez o cuando mueva su ubicación. Se requiere un ajuste a cero. es decir, presione el centro de la escala para activar la potencia y espere hasta que la lectura vuelva a cero (0.0). Luego, ya puede ser utilizada normalmente. No se requieren más ajustes mientras la balanza permanezca en la ubicación original. Simplemente suba a la balanza para el pesaje posterior.

ADVERTENCIA

Las personas con marcapasos u otro tipo de implantes electrónicos no deben utilizar este producto porque el método de medición de la resistencia podría interferir con su buen funcionamiento. No se sugiere que las mujeres embarazadas utilicen este producto para análisis corporales. Este producto es adecuado para adultos y niños mayores de 10 años.



DESCRIPCIÓN



Asegúrese de quitarse los zapatos y las medias y hacer un buen contacto entre los pies descalzos y los electrodos metálicos.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- 1 Teclas de ajuste Arriba/Abajo.
- 2 Capacidad máxima: 180 kg.
- 3 Capacidad mínima: 0.1 kg.
- 4 Graduación: 0.1 kg.
5. Número de usuarios: P0-P9 (10 personas)
6. Rango de medición de grasa corporal 5%-50% (FAT)
7. Rango de medición de agua: 10%-80% (TBW)
8. Grados de medición del músculo: 10%-80% (MUS)
9. Grado de medición de huesos: 0.5Kg-8.0Kg. (BONE)
10. Parámetro del índice de masa corporal (BMI)
- 11 Demanda diaria de calorías (KCAL)
12. Indicación de sobrecarga: Err
13. Indicación de batería baja: Lo
14. Encendido: Párese sobre la plataforma o presione SET.
15. Apagado automático: Se apaga luego de 10 segundos sin operación.
16. Impedancia error: Err %. La balanza utiliza el método de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para medir la tasa de grasa corporal, si se produjo un% de error, la unidad debe tener dificultades para medir la tasa de grasa corporal a través de electrodos y pies, consulte las sugerencias de medidas en la sección problemas



OL

Lo

CÓMO ANALIZAR LA GRASA CORPORAL




Nro. de usuario	P0-P9
Género	Masculino, femenino
Edad	10-80 años
Altura	100-240 cm.

Primero, ingrese su usuario personal



Mantenga presionado el botón SET para ingresar al modo de ajuste, luego use los botones "Arriba/Abajo" para seleccionar su usuario. y Toque SET para confirmar

Toque ▲ o ▼ para seleccionar el género (femenino o masculino). Toque SET para confirmar.




Toque ▲ o ▼ para seleccionar la edad actual. Toque SET para confirmar.


Toque ▲ o ▼ para seleccionar la altura actual Toque SET para confirmar.

Luego de terminar con los ajustes, párese sobre la balanza para el análisis luego de unos segundos la unidad se apaga automáticamente.

Después de terminar la configuración, la escala indica "0.0". Quítese los zapatos y las medias, párese en la plataforma para pesar antes de que la balanza se apague automáticamente. Asegúrese de que haya un buen contacto entre los pies descalzos y los electrodos metálicos.



Esperando que el cuerpo se muestre de manera estable. No baje de la plataforma cuando no se hayan producido los otros valores.




Después de un tiempo de medición, 4 "0" desaparecen uno por uno de izquierda a derecha. Espere hasta que aparezcan otros valores.



Finalmente, las medidas se mostrarán una por una, puede bajar de la plataforma de la balanza ahora, la pantalla LCD mostrará el peso corporal, el BMI, el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de agua, el porcentaje muscular, la masa ósea, las calorías recomendadas y luego el peso nuevamente. .

Los resultados se mostrarán dos veces para que el usuario tenga tiempo de leer los datos.



FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE USUARIO (rango de peso >= 2 kg)

Si midió correctamente los datos corporales la primera vez (o la última vez que usó la balanza), la unidad memorizará el peso del usuario. Al realizar la siguiente medición, la balanza "reconocerá" automáticamente el perfil de usuario y no tendrá que volver a introducir sus datos personales. Esta función de identificación automática de usuario requiere que 2 usuarios diferentes tengan una diferencia de peso superior a 2 kg.


Párese directamente en la balanza, espere a que el peso se estabilice. Los "0000" desaparecen uno por uno de izquierda a derecha durante la medición.



Deje que la balanza muestre las medidas de análisis de peso y cuerpo, y también muestre el perfil de usuario correcto (P0-P9)



El rango de identificación automática es de 2 kg. (igual o mayor que). Si el peso es similar para 2 usuarios (o más), es decir, el peso P1 es 50 kg, el peso P2 es 51,8 kg, la báscula no identificará automáticamente al usuario, el número de usuario parpadeará en la pantalla LCD, use el botón ▲ o ▼ para elegir su propio perfil correcto y luego presione la tecla SET. Si no elige, el sistema predeterminará aleatoriamente una de ellas después de 30 segundos.



TABLAS DE REFERENCIA

Parámetro BMI				
	Peso bajo	Normal	Sobre peso	Obesidad
BMI	<18.5	18.5~25	25~30	>30

Análisis de grasa corporal (%)								
Edad	Mujer				Hombre			
	Peso bajo	Normal	Sobre peso	Obesidad	Peso bajo	Normal	Sobre peso	Obesidad
10-39	<20	10-21	34-39	>39	<10	10-21	21-26	>26
40-59	<21	21-35	35-40	>40	<11	11-22	22-27	>27
60-80	<22	22-36	36-41	>41	<13	13-24	24-29	>29

Análisis de agua corporal (%)						
Edad	Mujer			Hombre		
	Peso bajo	Normal	Sobre peso	Peso bajo	Normal	Sobre peso
10-15	<57	57-67	>67	<58	58-72	>72
16-30	<47	47-57	>57	<53	53-67	>67
31-60	<42	42-52	>52	<47	47-61	>61
61-80	<37	37-47	>47	<42	42-56	>56

Análisis del agua corporal (%)		
Género	Mujer	Hombre
Saludable	>34%	>40%

Análisis de la masa ósea (kg)						
Género	Mujer			Hombre		
Peso	<45 kg	45-60 kg	>60 kg	<60 kg	60-75 kg	>75 kg
Masa ósea	1.8 kg	2.2 kg	2.5 kg	2.5 kg	2.9 kg	3.2 kg

Análisis de calorías (Kcal)					
	Edad	<17	18~29	30~50	>50
		<50Kg	1350	1200	1115
50~65Kg		1485	1320	1227	1183
65~80Kg		1890	1680	1561	1505
80~95Kg		2295	2040	1896	1828
>95Kg		2700	2400	2230	2150
Mujer	<50Kg	1265	1180	1085	1035
	50~65Kg	1392	1298	1194	1139
	65~80Kg	1771	1652	1519	1449
	80~95Kg	2151	2006	1845	1760
	>95Kg	2530	2360	2170	2070

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si el visor exhibe LO	Reemplace las pilas
Si el visor exhibe ERR	Peso máximo excedido
Si el visor exhibe ERR%	Midase cuando esté descalzo, quítese el calzado y las medias, mantenga buen contacto entre los pies y los electrodos metálicos. Humedezca ligeramente sus pies si están demasiado secos. Retire cualquier área engrosada de la epidermis en su pie si es necesario Asegúrese de haber ingresado los valores correctos en el perfil de la aplicación (género, edad, altura)



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

KOWIN garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **KOWIN**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **KOWIN** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

KOWIN y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO

CASA CENTRAL

Pasteur 377 1° piso - CABA - Bs. As. - Argentina - Tel.: 011 4951-1669
service@winco.com.ar

WINCO - CENTURY .- PLUS ELECTRIC - EUROTTEL - WINCOPHONE